



Colchón Antiescara

Domus 1



(Foto referencial no incluye catre clínico)

Características del producto.

Es un sistema efectivo en la prevención de escaras, para personas sin o con escaras en estadio 1 y que pasan largos periodos de tiempo sobre una cama. Para uso en hospitales, clínicas y en casa.

El producto se compone de dos partes: por un lado tenemos la colchoneta diseñada con celdas de aire en forma de rombo que se inflan alternadamente para variar los puntos de apoyo de la persona sobre la cama; por otro lado está la bomba compresora de aire que infla la colchoneta y produce la alternación en el inflado de las celdas; además este producto permite la regulación de la presión de las celdas de acuerdo al peso o conformidad del usuario.

Todo esto con el respaldo de una empresa de distribución internacional como es APEX Medical Corp.

Beneficio del Producto

- Compresor compacto y de fácil manejo.
- Sistema regulador de presión de fácil manejo.
- Montaje sencillo para ser usado tanto a nivel geriátrico o domiciliario.
- Sistema patentado de cámara de compresión, con un funcionamiento ultra silencioso.
- Sistema de sujeción ajustable prácticamente en todas las estructuras de camas.

Especificaciones Técnicas

Compresor:

Voltaje: AC 230V/ 50 Hz

Flujo de Aire: 4 litros/minutos

Rango de Presión: 50-105 mm./Hg.

Ciclo temporal: 9,6 minutos / 50 Hz,

Dimensiones Largo 25cm. x Ancho 12.5cm. x Alto 8,5cm.

Peso: 1,8 Kg

Colchón:

Material: PVC con material ignífugo

Dimensiones Largo 198cm. x Ancho 86cm. x Alto 6,40cm.

Peso: 1.9 Kg

Peso máximo del usuario: 100 Kg

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Sgto. - Chile