



# Silla de Aluminio

## Action Vertic, Invacare



### Características.

La silla **Action Vertic** es una silla que combina la propulsión manual con la capacidad de verticalización electrónica. Está pensada en usuarios principalmente independientes que desean ponerse de pie con poco esfuerzo guardando su energía para autopropulsarse.

En esta silla podrá disfrutar plenamente de los numerosos beneficios de la verticalización: independencia, bienestar, estimulación fisiológica, contactos sociales.

**¡ Ponte de pie cuando quieras!**

# Beneficio del Producto

## Verticalización Electrónica.

El movimiento de verticalización de la silla **Action Vertic** ha sido estudiado detenidamente: las dos rotaciones (a nivel de las rodillas y de la pelvis) y la traslación a nivel de las piernas respetan perfectamente el movimiento natural del cuerpo. En posición sentada, el asiento y el respaldo ajustables en tensión garantizan el correcto posicionamiento del usuario, quien está perfectamente sujetado a lo largo del proceso de verticalización gracias a los soportes de rodillas y a los cinturones abdominales y pectorales.



El usuario controla la verticalización presionando sobre el joystick que se encuentra minimizado en la punta del apoyabrazos.

A medida que verticaliza la silla, los tubos del reposapiés bajan y las ruedas delanteras se

levantan para una mejor estabilidad y una verticalización total.



## Respaldo con ajuste de tensión.

El respaldo es graduable en altura y su tapizado totalmente acolchado se ajusta en tensión para lograr un posicionamiento óptimo.



## Baterías y cargador.

Cuenta don 2 Baterías de 12V, 3.8 Ah. Libres de mantención, sólo es necesario cargarlas con el dispositivo de carga que incorpora la silla, el cual es de desconexión automática indicando la carga total de las baterías con una alerta sonora en conjunto con el indicador visual.



## Especificaciones Técnicas.



380 / 430 / 480 mm



410 - 460 /  
460 - 510 mm



500 mm



320 - 475 mm



150 - 230 mm  
(entrega a 200 mm)



405 - 460 mm



1360 mm



Ancho de  
asiento + 190 mm



865 mm



4°



840 - 980 mm



340 - 480 mm



27 kg



115 kg



24V x 3,8 Ah

\* Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile