

Orto - Medic

www.ortomedic.cl

Scooter Eléctrico

SPitFire

Drive Medical



Características del producto.

Es un Scooter ligero y compacto. Además es sencilla y rápidamente desarmable, de tal manera que puede ser transportado en cualquier vehículo.

Por su tamaño puede ser usado tanto dentro como fuera de casa.

¡ Compacto y ligero !

Beneficio del Producto

Desarmable.

El Scooter permite desarmarlo en cinco partes (incluyendo canasto) fácilmente, sin necesidad de herramientas; de esta manera se puede transportar en cualquier vehículo.



Asiento giratorio y respaldo plegable.

El asiento gira en 360ª para que la persona se pueda subir al Scooter por donde mas le acomode. Su respaldo plegable reduce el espacio para su desmontaje y traslado.



Brazos abatibles y regulables en anchura.

Los brazos abatibles facilitan el traspaso al Scooter. Además podemos regular la anchura de los brazos de manera fácil y rápida de acuerdo al ancho que necesite el usuario.



Mando de control ajustable.

El mando tiene un brazo articulado que permite acercarlo o alejarlo del asiento de acuerdo a la comodidad del usuario. Para el ajuste, es sólo aflojar la perilla que tiene el brazo del mando y mover el brazo.



Especificaciones Técnicas.

MODELO	SPITFIRE 1410
Dimensiones	109 cm. de Largo x 48 cm de Ancho
Peso baterías	30 kilos
Baterías	12 volts. 12 amph.
Cargador	Entrada: 220 volts. Salida: 24 volts
Neumático delantero	200 x 50 macizos
Neumático trasero	200 x 50 macizos
Sistema de frenos	Frenos electromagnéticos.
Autonomía	15 km.
Velocidad	7 km. por hora
Peso máximo usuario	130 kg.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile