

**TABLA DE
TRANSFERENCIA
"BUFFALO 150"**




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La tabla BUFFALO 150 está fabricada en fibra sintética de alta resistencia, para una suave y segura transferencia.

Su diseño en forma de boomerang (o banana) permite una mejor adaptación a diferentes tipos de superficies, y a su vez, mayor cobertura en la zona de transferencia; cuenta con una ranura en el centro, como manilla de agarre y tiene un doble sacado por el lado interno con el fin de obtener una mayor superficie de apoyo y garantizar la máxima seguridad en la transferencia (sin que la rueda de la silla dificulte posicionar la tabla).

Transportable, es de sólo 4 mm de espesor y pesa 1,23 Kg.





UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO

Presentamos algunas sugerencias de uso de la tabla.

TRANSFERENCIA AL VEHÍCULO



TRANSFERENCIA A LA CAMA


TRANSFERENCIA A UNA SILLA / SOFÁ



TRANSFERENCIA AL WC



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES	PESO DEL PRODUCTO	CAPACIDAD DE CARGA (KG)
 <p>77cm. LARGO: 77 cm. ANCHO: 32,5cm. ESPEJOR: 0,4cm.</p>	1,23 KG	150 Kg.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665
Fono: 2 22698090 – 2 22698089
Stgo. - Chile

