



# Tabla de Transferencia

ADI


## Características del producto.

Nueva tabla de transferencia antideslizante de ADI, promueve la independencia y seguridad durante los trasposos en usuarios que puedan o no tener disminuida la fuerza de sus extremidades superiores y problemas de equilibrio. Es recomendado para la utilización como herramienta de ayuda para las transferencias para el terapeuta y/o cuidador proporcionando la asistencia necesaria y un procedimiento más seguro.



Fabricada en madera de alta resistencia, soportando hasta 100 Kg, extremos rebajados para facilitar el deslizamiento a través de la tabla y con puntas redondeadas para evitar riesgos. Dispone de zona antideslizante para evitar accidentes por desplazamiento de la tabla. Ligera y con manillas alargadas de fácil tomar (para pacientes tetraplégicos).

\* No se recomienda su uso en superficies mojadas.



## Especificaciones Técnicas

Largo	61 cm - 74 cm
Ancho	20 cm
Espesor	5 mm
Peso máximo soportado	100 kg

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
Julio Prado # 1665  
Fono: 22698090 - 22698089  
Stgo. - Chile