

**ORTOMEDIC**

WWW.ORTOMEDIC.CL

## **Silla Neurológica de Acero**

**Sunrise Medical. Modelo I 41**



### **Características del producto.**

Silla de ruedas plegable de acero, con respaldo reclinable y cabezal desmontable. Reposabrazos desmontables. Reposapiés elevables y desmontables. Rueda trasera de 12" de diámetro.

Su diseño permite extender completamente al usuario en la silla. Disponibles además en colores azul y verde metalizado o cromado.

## Beneficio del Producto

### Respaldo Reclinable.

El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta dejar al usuario completamente extendido sobre la silla.



### Reposapiés elevables

Los reposapiés son desmontables, y además son elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente.



### Ruedas traseras de 12".

Las ruedas traseras son de 30.5 cms de diámetro, inflables, ideal para el traslado de personas por lugares estrechos como pasillos, etc.



- Colores metalizados: Está disponible además en color cromado y en elegantes y discretos colores como son azul metalizado y verde metalizado.



## Dimensiones.

Asiento		Respaldo		Apoya-brazos	
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya-brazos	Ancho del Respaldo
37-40-43-46-49-52 cms (*)	51 cms	41 cms	82 cms	22 cms	37-40-43-46-49-52 cms (*)

Indicaciones generales				
Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
51-54-57-60-63-66 cms (*)	128/ cms	106 cms	28 cms	18.6 Kg.

(\*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 51 cm.

Soporta hasta 127 Kg como peso máximo de usuario.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile