

# Silla de Ruedas Eléctrica F-35

**Sunrise Medical**



## **Características del producto.**

Silla de ruedas eléctrica standard. Plegable y fácilmente transportable. Con baterías de 40 amph, y cargador que permite recargar las baterías en 5 horas.

**¡ Desplázate con total autonomía !**

## **Beneficio del Producto**


### **Plegable.**

La silla presenta un plegado muy compacto, ya que el respaldo se desmonta fácilmente de la silla, y las baterías van en dos cajas para facilitar su manipulación.



### **Respaldo desmontable y regulable en altura.**

La altura del respaldo puede aumentarse otros 2.5 cm , simplemente variando la posición del tubo del respaldo con respecto al asiento.



### **Reposabrazos ajustables en anchura, y en altura**

Ajuste en anchura en 3cm por cada lado. Con lo que podemos conseguir un ancho de asiento de 48 cm.



### **Reposapiés giratorios hacia adentro**

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores.




### **Mando de control retraible**

Con un sencillo movimiento, el mando de control se abate para facilitar el acceso por ejemplo a mesas. Una vez abatido, el mando queda en paralelo al reposabrazos, manteniendo la posición habitual de conducción. De esta forma, resulta muy sencillo el control de la silla para ponerla en marcha de nuevo.



## Dimensiones.



Tolerancia  $\pm 2$  cm.

Peso máximo usuario: 112 Kg.

## Especificaciones Técnicas.

Peso del producto	63 kg (inc. batteries)
Anchura del producto	60 cm de rueda a rueda
Longitud/profundidad del producto	106cm
Altura del producto	94cm
Anchura de asiento	43cm se puede incrementar hasta 50cm moviendo los reposabrazos
Profundidad de asiento	43 cm
Altura de asiento	51cm
Altura del respaldo	47 ajustable a 49.5 cm

<b>Baterías</b>	40 Amph, de recombinación de gases (sin mantenimiento)
<b>Autonomía aproximada</b>	25 Km (*)
<b>Peso total</b>	63kg (baterías incluidas)
<b>Peso max. de usuario</b>	120kg
<b>Velocidad max.</b>	Max. 6 km/h
<b>Radio de giro</b>	60 cm
<b>Color</b>	Azul

(\*): Las condiciones del terreno, tipo de conducción y el peso del usuario pueden afectar la autonomía de la silla.

**Nota: Consultar por accesorios disponibles para este modelo (Respaldo reclinable, luces, cabezal, entre otros).**

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile