

# Silla Neurológica de Acero

**Sunrise Medical. Modelo 121**



## **Características del producto.**

Silla de ruedas plegable de acero, con respaldo reclinable y cabezal desmontable. Su diseño permite extender completamente al usuario en la silla. Reposabrazos desmontables. Reposapiés elevables y desmontables. Rueda trasera grande (aro 24"), modelo sport. Tapiz impermeable, de fácil limpieza.

Disponibles además en colores azul y verde metalizado o cromado.

## Beneficio del Producto

### Respaldo Reclinable.

El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta dejar al usuario completamente extendido sobre la silla.



### Reposapiés elevables

Los reposapiés son desmontables, y además son elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente.



- Los desenclavadores reposabrazos son ergonómicos, muy amplios y de fácil acceso para el usuario.



- Colores metalizados: Está disponible además en color cromado y en elegantes y discretos colores como son azul metalizado y verde metalizado.



## Dimensiones.

| Asiento                   |                  | Respaldo                |                   | Apoya-brazos         |                           |
|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
|                           |                  |                         |                   |                      |                           |
| Ancho del asiento         | Alto del asiento | Profundidad del asiento | Alto del Respaldo | Alto de Apoya-brazos | Ancho del Respaldo        |
| 37-40-43-46-49-52 cms (*) | 51 cms           | 41 cms                  | 82 cms            | 22 cms               | 37-40-43-46-49-52 cms (*) |

| Indicaciones generales          |                                |                               |                                 |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|                                 |                                |                               |                                 |                        |
| Ancho Total de la Silla abierta | Alto Total de la Silla abierta | Profundidad Total de la Silla | Ancho Total de la Silla plegada | Peso Total de la Silla |
| 55-58-61-64-67-70 cms (*)       | 128/ cms                       | 115 cms                       | 31 cms                          | 20.6 Kg.               |

(\*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 55 cm.

Soporta hasta 127 Kg como peso máximo de usuario.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile