

ORTOMEDIC

WWW.ORTOMEDIC.CL

Silla Neurológica de Aluminio

Sunrise Medical. Modelo 321



Características del producto.

Silla de ruedas de Aluminio, plegable, con respaldo reclinable y cabezal desmontable. Su diseño permite recostar al usuario. Reposabrazos desmontables. Reposapiés elevables y desmontables. Rueda trasera grande (aro 24") inflables o macizas.

Disponibles en diferentes anchos (entre 37 cms y 52 cms); además en colores azul, rojo o gris plata metalizados.

¡ Liviana, 15.5 Kg completa !

Beneficio del Producto

Respaldo Reclinable.

El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta dejar al usuario completamente extendido sobre la silla.



Reposapiés elevables

Los reposapiés son desmontables, y además son elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente.



- Los desenclavadores los reposabrazos son cómodos, muy amplios y de fácil acceso para el usuario.



- Colores metalizados: Está disponible además de en color gris plata y en elegantes y discretos colores como son azul y rojo metalizado.



Dimensiones.

Asiento		Respaldo		Apoya-brazos	
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya-brazos	Ancho del Respaldo
37, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)	51 cms	41 cms	75 cms	21 cms	37, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)

Indicaciones generales

Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
61, 64, 67, 70, 73, 76 cms (*)	131/ cms	114 cms	32 cms	15.5 Kg.

(*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 61 cm.

Peso máximo soportado: 120 Kg.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile