

## **Silla Neurológica de Aluminio**

**Sunrise Medical. Modelo 341**



### **Características del producto.**

Silla de ruedas de Aluminio, plegable, con respaldo reclinable y cabezal desmontable. Su diseño permite extender completamente al usuario en la silla. Reposabrazos desmontables. Reposapiés elevables y desmontables. Rueda trasera de 12" de diámetro.

Disponibles en diferentes anchos (entre 37 cms y 52 cms); además en colores azul, rojo o gris plata metalizados.

**¡ Liviana, 15 Kg completa !**

# Beneficio del Producto

## Respaldo Reclinable.

El respaldo consta de un sistema que permite reclinarlo hasta dejar al usuario completamente extendido sobre la silla.



## Reposapiés elevables

Los reposapiés son desmontables, y además son elevables, permitiendo graduar el ángulo de flexión de los pies hasta dejarlos completamente extendidos hacia el frente.



## Ruedas traseras de 12".

Las ruedas traseras son de 30.5 cms de diámetro, inflables, ideal para el traslado de personas por lugares estrechos como pasillos, etc.



- Colores metalizados: Está disponible además de en color gris plata y en elegantes y discretos colores como son azul y rojo metalizado.



## Dimensiones.

Asiento		Respaldo		Apoya-brazos	
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya-brazos	Ancho del Respaldo
37, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)	51 cms	41 cms	75 cms	21 cms	37, 40, 43, 46, 49, 52 cms (*)

Indicaciones generales				
Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
56, 59, 62, 65, 68, 71 cms (*)	131 cms	103 cms	28 cms	15 Kg.

(\*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 56 cm.

Peso máximo soportado: 120 Kg.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile