

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Bastón Canadiense

Geriátrico, Modelo 130

COOPERS
Count on us to care.

Características del producto.

Este bastón canadiense está confeccionado en aluminio, con una codera plástica que se extiende en una pieza hasta la empuñadura un sistema de graduación de altura en la parte inferior (para el alargamiento del bastón), a través de un botón. Su empuñadura plástica es anatómica y muy cómoda para la mano.

Es un producto de gran ligereza y resistencia. Su diseño ergonómico proporciona una buena sujeción, y un reparto idóneo de presiones, evitando dolores y marcas en la mano.



Especificaciones Técnicas

Regulación parte inferior (Desde el puño hasta el suelo)	70-95 cm
Peso máximo de usuario	100 kg.

70- 95 cm.



WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile