

**Orto - Medic**  
[www.ortomedic.cl](http://www.ortomedic.cl)

## **Nebulizador portátil**

**Mobimesh**



### **Características del producto.**

Presentamos un nebulizador de membrana Ultra compacto y portátil su peso no supera los 200 gramos.

En funcionamiento podemos destacar su eficiencia y su bajo nivel de ruido; dispone de un botón que permite controlar la nebulización para un procedimiento más efectivo.

Puede ser usado tanto con pilas AA (recargables o desechables), o usar un cargador a la corriente.

## Especificaciones Técnicas

El producto se compone de un compresor, un set de nebulización (nebulizador + bolso+ boquilla + 2 mascarillas: Infantil y adulto).



Incluye set de máscaras



Bolsa de transporte



Compacto

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje:...100-240V, 47-63 Hz, 0,19A
- Tamaño de partículas:...<math>5\mu\text{m}</math>
- Tasa de nebulización:...8 ml (max.)
- Pilas:...1.5V X 2 uni. AA alcalinas
- Duración de las pilas:...Hasta 1,5 horas de uso continuo
- Apagado automático:...20 min.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile