

Andador Articulado

Descripción del producto

Andador de tipo anterior, fabricado en aluminio, es plegable, y cuenta con un sistema que permite articular los laterales para ir avanzando un paso junto con la marcha del usuario.

Tiene empuñaduras de goma ergonómicas para un agarre seguro y es graduables en altura desde sus patas; Además posee topes antideslizantes en los cuatro puntos de apoyo en el piso.

Ligero y transportable.



Características técnicas

Ancho:	53 cm
Profundidad:	47 cm
Altura de empuñadura:	76 - 94 cm (en incrementos de 2,5 cm)
Peso máximo soportado	90 Kg
Peso producto	2,9 kg