

Descripción del producto



- Sillas de rueda especial para niños, con marco de aluminio totalmente ajustable. La construcción ligera, plegable con sistema de cruceta.
- Ruedas traseras de 20x1' con aros de aluminio y cubrerayos.
 - Ruedas delanteras de 4'.
 - Respaldo y asiento con tapizado transpirable, y de tejido flexible.
 - Apoyabrazos acolchados y regulables en altura.
 - Frenos con mangos largos.
 - Empuñaduras ajustables en altura.

Características técnicas

Peso Silla:	12 kg
Peso máximo usuario:	80 kg
Altura asiento:	26 - 41 cm (en incrementos de 5 cm)
Altura asiento delantero:	38 - 42 cm
Ancho asiento:	27,5 - 35 cm (en incrementos de 2,5 cm)
Profundidad asiento:	25 - 35 cm (en incrementos de 2,5 cm)
Centro de gravedad:	Ajustable
Apoyo para piernas:	Regulable en altura
Reposapiés:	Inclinación ajustable
Color:	Amarillo - Verde

