



## Silla de Aluminio básica a un Precio Excelente.

La Corsac es una silla de ruedas liviana y plegable con un precio muy conveniente. Cuenta con ejes de extracción rápida, apoyabrazos abatibles y desmontables al igual que sus apoyapiernas; sus plataformas para pies son regulables en altura y todo el marco de la silla es de aluminio.

Es ideal para usuarios que requieren de una asistencia entre mínima a moderada, y que utilizarán la silla 4 horas al día como promedio.

Además posee un respaldo con tensión ajustable, para cuidar del posicionamiento o brindar mayor confort postural.

### Garantía

La garantía de la silla es por 12 meses sobre el marco.

Para más información contáctenos :

WWW.ORTOMEDIC.CL

[ventas@ortomedic.cl](mailto:ventas@ortomedic.cl)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile

### Características

- Marco plegable de aluminio
- Tapizado del asiento de nylon
- Tapizado de respaldo regulable en tensión y acolchado
- Apoya-brazos abatibles y desmontables
- Plataforma para pies abatibles y de altura regulable
- Rueda trasera neumática de 24" y de liberación rápida
- Ruedas delanteras de 8" x 2" macizas
- Peso total de 15,8 kg incl. ruedas traseras

