

Características y opciones

Cuña lumbar

Se entrega como estándar. Proporciona un soporte a nivel lumbar para usuarios que precisan un confort adicional.

Datos técnicos

	Anchura	Altura	Angulo de ajuste	Ajuste en profundidad	Peso total	Funda lavable a	Peso máx. de usuario
Matrix MX1	355, 380, 405, 430, 455 mm	230, 310, 410 mm	+/- 15°	108 mm	A partir de 880 gr (con fijación Dual incluida)	60°	113 kg

Funda

Tejido micro ventilado

