

Bastón Canadiense

Codera Móvil, Modelo 128

COOPERS
Count on us to care.

Características del producto.

Este bastón canadiense está confeccionado en aluminio, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para la codera), como de la parte inferior (para el alargamiento del bastón), a través de botones.

Su codera móvil está pensada para personas que acostumbran usar bastón y desean tener la libertad de usar sus manos en un momento de la marcha, sin tener que preocuparse de dejar el bastón apoyado en alguna parte (se sostiene el bastón con el brazo a través de la codera).



Especificaciones Técnicas

Regulación parte superior (Desde la codera hasta el puño)	17-21 cm.
Regulación parte inferior (Desde el puño hasta el suelo)	70-95 cm
Peso máximo de usuario	100 kg.



WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile