



Coche Infantil Modelo Novus.

Fabricado en aluminio de alta resistencia, Posee respaldo reclinable, reposapiés regulable en altura y elevable a cualquier posición.

Su tapicería de micro-fibra permite circulación de aire sin acumular sudor y es lavable.



Características


Plegable.

El coche se puede plegar de manera rápida, disponiendo de ruedas traseras desmontables para reducir aún más el coche para transportarlo en vehículo.



Tapicería.

La tapicería micro-porosa es totalmente transpirable (De secado rápido, y de tacto muy agradable para el niño). Además es ergonómica y extraíble. Se fija a los asientos gracias a botones de presión.



Asiento graduable.

Asiento permite ajustar tanto su anchura como profundidad de acuerdo al crecimiento del niño.



Respaldo ajustable y reclinable.

La base del respaldo es una plataforma rígida que impide la curvatura de la espalda evitando deformidades. Por otra parte el respaldo es regulable en altura (Ajustándose a la estatura y crecimiento del niño) y graduable en inclinación hasta 20° para brindar mayor confort.



Accesorios Opcionales



Barra protectora



Chaleco de 5 punzas



Peto mariposa




Soportes de tronco



Soportes con cinturón



Soportes de cabeza



Cuña abductora



Bandeja



Capa




Cinchas para los pies



Saco de invierno

Cuadro de Especificaciones técnicas

The Novus is available in three sizes



Sizes	Max. User Mass	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Weight of the aid	Weight of the aid without wheels
2	kg. 45	cm. 40	cm. 20-30	cm. 30-36	cm. 27-37	cm. 65-71	cm. 103	cm. 60	cm. 87	20°	20°	cm. 52	cm. 38	cm. 85	Kg. 19.5	Kg. 15.9
3	kg. 55	cm. 43	cm. 24-34	cm. 35-41	cm. 29-41	cm. 67-73	cm. 103	cm. 63	cm. 93	20°	20°	cm. 53.5	cm. 39	cm. 91	kg. 20.6	kg. 17
4	kg. 65	cm. 46	cm. 28-38	cm. 39-45	cm. 35-45	cm. 72-78	cm. 107	cm. 66	cm. 96	20°	20°	cm. 55	cm. 40	cm. 99	kg. 21.6	kg. 18

HYPHEN SEPARATED NUMBERS INDICATE A MINIMUM AND MAXIMUM RANGE OF ADJUSTMENT

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile