

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Scooter Eléctrico

Dart

Drivemedical



Características del producto.

Es un Scooter ligero y compacto. Además es desarmable sencilla y rápidamente, de tal forma que puede ser transportado en cualquier vehículo.

¡ Compacto, ligero y desarmable !

Beneficio del Producto

Desarmable.

El Scooter permite desarmarlo en cinco partes de manera fácil sin necesidad de herramientas, haciendo posible su transporte en cualquier vehículo.



Asiento giratorio y respaldo plegable.

El asiento gira en 360^a para que la persona se pueda subir al Scooter por donde mas le acomode. Su respaldo plegable reduce el espacio para su desmontaje y traslado.




Brazos abatibles y regulables en anchura.

Los brazos abatibles facilitan el traspaso al Scooter. Además podemos regular la anchura de los brazos de manera fácil y rápida de acuerdo al ancho que necesite el usuario.



Mando de control ajustable.

El mando tiene un brazo articulado que permite acercarlo o alejarlo del asiento de acuerdo a la comodidad del usuario. Para el ajuste, es sólo aflojar la perilla que tiene el brazo del mando y mover el brazo.



Especificaciones Técnicas.

Peso total del producto:	45 kilogramos (con baterías)
Dimensiones:	92 cm (L) x 48 cm (A) x 89 cm(H)
Límite de peso de usuario:	100 Kilogramos
Tipo de Baterías:	2 baterías de 12 volts 12 Ahr AGM
Pendiente máx. De inclinación:	6º
Tamaño de las ruedas:	8" sólidas (goma maciza)
Rango de autonomía:	12 Kilómetros

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile