



Si quieres una buena manera de hacer ejercicio, entrenamiento cruzado o simplemente divertirse, El Excelerator Top End de Invacare es justo lo que necesitas. Con tres ruedas logra gran estabilidad, maniobrabilidad y es capaz de alcanzar velocidades de hasta 24 Km/h. El sistema de siete velocidades Shimano con freno de retroceso ofrece frenado práctico y le permite enfrentarse tanto a pendientes como a terreno plano con la misma facilidad. La construcción de tubo de marco ovalado con asiento deslizante y ajustable, hace los traspasos al handcycles más fáciles.

No hay excusas...

**¡Y SALE A  
DIVERTIRTE!**

## Beneficio del Producto

### Cambios Shimano

Una Silla de recreación de esta categoría no puede dejar de tener sus componentes de gran calidad y prestigio como lo son los productos **Shimano**.

Con 7 cambios de velocidades permiten alcanzar una velocidad de hasta 24 km/h. Además el sistema de cambio permite una fácil manipulación con que podrá desplazarse subiendo pendientes ya sea en un cerro o colina, como también en superficies llanas como las de un parque o pistas para desplazamiento.



### Freno de retroceso

Otro elemento destacable en la excelerator es su freno de retroceso que brinda la comodidad de desacelerar o frenar sin necesidad de sacar las manos de las asas de propulsión, con solo empujar las asas en sentido inverso a la propulsión se activará el freno.



## Asiento ajustable

El asiento se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás para ajustar el largo de piernas sin necesidad de herramientas, solo accionando una palanca.



## Desmontable para transporte

Si necesito desplazarme de una ciudad a otra por vacaciones u otra razón y quiero llevar la excelerator, puedo hacerlo reduciendo el espacio para transporte desmontando\* primeramente la estructura de la silla en dos partes (como lo muestra la imagen) y de manera sencilla extraer las dos ruedas traseras (ocupan ejes de desmonte rápido) así se reduce considerablemente el espacio de transporte.



## Especificaciones Técnicas

Ancho de Asiento:	17" a 20" (43.2 cm or 50.8 cm)
Profundidad de asiento:	15" (38.1 cm)
Altura de asiento al piso:	Fijo 20"/18" (50.8 cm/45.7 cm)
Tipo de respaldo:	Rígido
Altura de respaldo (Ajustable):	11"-14" (27.9 - 35.6 cm) con ángulo a 90°
Apoyapiés:	Ajustables en altura y ángulo
Tipo de eje:	Eje de desmonte rápido (ruedas traseras)
Camber:	9° - Standard
Ruedas y neumáticos:	24" light con cubierta Spoke Cruiser (61 cm)
Rayos:	inoxidables
Frenos:	Freno de retroceso y freno de estacionamiento
Sistema de cambio y Frenado:	Shimano Nexus® 7 Speed Hub with Internal Drum Brake
Cambio de velocidades:	Shimano Indexed Twist Grip
velocidades:	7
Asas de propulsión:	Ergonómicos
Peso Total del Producto:	26 kg
Peso máximo de usuario:	159 kg

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile