

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Silla de Baño y ducha

Modelo A539

Nueva



Características del producto.

Esta silla fabricada en Aluminio y plástico, ideal para ducha. Sus apoyabrazos se abaten para trasladarse a la silla desde cualquiera de sus lados, además sus apoyapiés son graduables en altura, abatibles hacia los costados y desmontables. Posee sus cuatro ruedas pequeñas con frenos para un tránsito libre y seguro por espacios reducidos.

Puede ser utilizada para el traslado dentro de casa, también como un baño portátil en el cuarto, o una silla para ducharse.

Beneficios del producto.

Brazos abatibles.

Los brazos se abaten hacia arriba con el fin de liberar el acceso lateral, para una transferencia más cómoda.



Apoyapiés abatibles y desmontables.

Los apoyapiés se abaten hacia los lados para acercarse a un lugar en espacio reducido. También se desmontan para transporte y finalmente la plataforma de pies es graduable en altura.



4 Ruedas pequeñas.

Sus cuatro ruedas de 5 pulgadas facilitan el acceso por pasillos estrechos o puertas pequeñas. Con solo 57 cm de ancho y 102 cm de largo se hace ideal para lugares reducidos como por ejemplo un departamento.



Un baño escondido en la silla.

A demás esta silla dispone de un balde con tapa permitiendo utilizar la silla como un inodoro portátil que puede ser usado en la comodidad de una habitación sin necesidad de ir al baño. Su plataforma de asiento con forma de herradura deja un libre acceso en la zona frontal tanto para aseo como para baño.



Altura de asiento graduable.

En la búsqueda de una buena posición y estabilidad al sentarse, el asiento ofrece la posibilidad ajustar su altura e inclusive dar una pequeña pendiente hacia atrás evitando de esta manera el deslizamiento hacia delante del paciente a través del asiento.



Especificaciones Técnicas

Respaldo	43,5 x 21,5 cm	Altura total	96,5 cm
Asiento	43 x 42 cm	Altura de asiento	54 cm
Anchura	57 cm	Distancia asiento-reposabrazos	17,5 cm
Longitud	102 cm	Peso máximo de usuario	120 kg

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 22698090 – 22698089
Stgo. - Chile