

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Bomba de Aspiración

Con batería

Vac Plus

**¡Oferta insuperable,
Consulte precio!**



Características del producto.

El aspirado de secreciones VacPlus de Apex Medical es uno de los equipos más confiables, duraderos y funcionales del mercado. Este aparato idóneos para el cuidado médico básico.

El diseño de este aparato es muy práctico y atractivo. Dispone de una manilla para un transporte más fácil y seguro, amplio espacio para el vaso receptor y un indicador de presión fácil de leer.

Llévala a donde quieras.

Es el único de los aspiradores de su serie que puede utilizarse durante el traslado del paciente o en caso de fallo en el suministro eléctrico ya que funciona tanto con una batería de 12 Volts (incluida en el producto) como conectada a la red eléctrica. Además dispone de adaptador para conectarlo al vehículo pudiendo usarse mientras se desplazan en el mismo.

Ideal para uso doméstico, para el exterior o para unidades móviles. La presión de succión se ajusta hasta los 600 mm/Hg.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones

Presión de Succión	De 0 a 600 mm/Hg
Requerimiento eléctrico	220 V. 50-60Hz
Capacidad del vaso (desechable)	1800 cc
Rango de Flujo	22 lpm.
Alimentación Eléctrica	220 V. 50 Hz
Dimensiones	21cm x 35 cm x 19 cm
Nivel de Ruido	Menos de 50 db.
Peso del producto	3.8 Kg
Garantía	1 años.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile