

SILLA PARAGUAS con respaldo reclinable


Fabricada en aluminio de alta resistencia.
Respaldo reclinable en dos posiciones.
Reposapiés regulable en dos alturas.
Tapicería de Nylon.
Respaldo reforzado con láminas de aluminio.
Fácil de plegar.
Disponible en 4 tallas (ver cuadro de dimensiones).



Silla con el respaldo reclinado.

Silla Paraguas Respaldo Reclinable

Ref	A 01	A 02	A 03	A 04
A	99	101	102	105
B	63	72	73	72
C	51	56	60	80
D	26	30	35	35
E	32	36	40	40
F	min. 26 max. 31	min. 25 max. 32	min. 28 max. 35	min. 37 max. 44
G	100°/120°	100°/115°	90°/105°	90°/105°
H	47	55	57	57
Kg.	8	8,5	10	10,5
Peso máx. que soporta	25 Kg.	30 Kg.	40 Kg.	40 Kg.






SILLA PARAGUAS con respaldo fijo



Fabricada en aluminio de alta resistencia.
Reposapiés regulable en dos alturas.
Tapicería de Nylon.
Fácil plegado.



Las sillas paraguas se pliegan mediante un sencillo y cómodo sistema, consiguiendo unas dimensiones muy compactas que facilitan su transporte y almacenamiento.



Silla Paraguas Respaldo Fijo

Ref	A 10
A	106
B	66
C	54
D	29
E	40
F	min. 31 max. 44
G	--
H	53
Kg.	8

