

**ORTOMEDIC**  
WWW.ORTOMEDIC.CL

## **Coche Buggy**

**Apex Medical**



### **Características del producto.**

Coche infantil plegable, ligero. Su respaldo es reclinable y su asiento se regula en profundidad. Cuenta con correas de seguridad tanto de tórax como de caderas. Es totalmente resistente al agua.

***¡Práctico, cómodo y resistente!***

## Beneficio del Producto

### Plegable

De manera fácil, tirando unas manillas y empujando se puede plegar rápidamente para transportarlo en un porta maletas de un vehículo.



### Frenos de ruedas traseras

Posee frenos (rojos) de palanca en las dos ruedas traseras, los cuales pueden ser accionados rápidamente.



### Bloqueo de horquillas

Las ruedas delanteras son las que permiten controlar la dirección de conducción del coche. Estas ruedas constan con un bloqueador (rojo) que permite colocar las ruedas delanteras en una posición delantera fija.



### Respaldo Ajustable

El respaldo es reclinaible entre un parámetro que oscila entre  $-5^{\circ}$  y  $40^{\circ}$  de manera rápida.



### Asiento graduable

El asiento se puede graduar en profundidad y en anchura.

También se puede graduar la inclinación del asiento



### Pies graduables

Los pies son graduables tanto en altura (para ajustar al largo de las piernas del usuario) y la base es graduable en ángulo para amoldarse a sus pies.



## Especificaciones Técnicas.

Peso del producto:	9.5 kilogramos.
Medidas del coche: (armado)	Largo: 105cm Ancho: 50cm Alto: 100cm
Medidas del coche: (Plegado)	Largo: 110 cm Ancho: 56 cm Alto: 48 cm
Diámetro de ruedas:	Delanteras: 6" Traseras: 8"
Medidas de asiento:	Ancho: 30cm a 40cm Profundidad: 30cm a 40cm
Alargamiento de los pies:	20cm a 35cm
Ángulo de graduación de plancha de pie	0° a 45°

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile