


JAY

Sistemas antiescaras y de posicionamiento



**SUNRISE
MEDICAL**

Cojín J2

- Muy ligero para transportar cómodamente, y aumentar la eficacia de la propulsión.
- Reduce la presión y la fricción en pacientes con alto riesgo.
- Fácil de adaptar a necesidades específicas.

La base del cojín J2

- Base de espuma ultraligera y resistente a la humedad.
- Su diseño anatómico posiciona y acomoda correctamente el cuerpo.
- Se puede modificar sin necesidad de sellar de nuevo la espuma.

Bolsa de fluido del cojín J2

- La nueva bolsa de fluido ligera, no necesita mantenimiento.
- Se adapta a las formas anatómicas, para distribuir el peso y reducir presión en las zonas de riesgo.
- Responde a los movimientos de la persona reduciendo la fricción en la piel.
- El cuerpo se hunde fácilmente en la bolsa de fluido más de 5 cm, reduciéndose así las zonas de mayor presión.

Funda del cojín J2

- La funda es standard.
- La funda transpirable Airex reduce la sudoración.
- La Funda anti-incontinencia mantiene el cojín siempre seco en su interior.

