

Posicionamiento-Prevención-Control



Funda de tela Anti-humedad



Base con concavidad pélvica



Bolsa de fluido JAY

Características:

- Diseñado para usuarios con postura asimétrica que requiere alto soporte postural.
- Base firme con concavidad pélvica que optimiza la estabilidad lateral y frontal.
- Ideal para usuarios con alto riesgo de úlceras por presión y/o pobre integridad dérmica.
- Amplia gama de accesorios para soporte postural.
- Funda de tela anti-humedad como funda estándar; teniendo la opción de funda resistente a la incontinencia. Otra opción es la de base sólida para garantizar soporte firme y evitar el deterioro del cojín.



Beneficios clínicos*:

Factores / Puntuación	1	2	3	4	5	Características del producto
Integridad de la piel				4		La bolsa de fluido Jay permite una inmersión de las tuberosidades isquiáticas de hasta 4 cms
Fricción					5	La capacidad de desplazamiento del fluido Jay y la funda flexible y amplia reducen la fricción protegiendo la zona isquiática
Estabilidad					5	Base firme con hondonada pélvica para estabilización y acople de accesorio posturales
Posicionamiento					5	Base firme con hondonada pélvica para posicionamientos asimétricos, modificaciones y personalizaciones de cojín.
Tolerancia a la sedestación				4		Material suave, firme y con forma, que se adapta al usuario aumentando la superficie de contacto protegiendo la sedestación prolongada
Requisito clínico						Posicionamiento y estabilidad asimétricos con alta protección antiescaras

* Esta puntuación está basada en una comparativa de este cojín con respecto al resto de cojines de la gama Jay.



Accesorios: Base de madera, plataforma ajustable y accesorios de posicionamiento).