

**Producto en Oferta.**

# Cojín JAY BÁSICO

**Sunrise Medical.**



**Funda impermeable y lavable**



**Base de espuma moldeada**

**Características:**

- Diseñado para usuarios que requieren confort con mínimo soporte postural, con bajo riesgo de úlceras por presión.
- La espuma moldeada facilita la estabilidad lateral y posterior.
- Posee una funda impermeable y lavable, permite prolongar vida útil y su higiene permanente.
- Base moldeada para ajustarse a la tapicería de la silla
- 2 años de garantía.
- Disponibles en diferentes medidas

**Beneficios clínicos\*:**

Factores / Puntuación	1	2	3	4	5	Características del producto
Integridad de la piel	1					Base de espuma contorneada para facilitar el alineamiento corporal y maximizar la superficie de contacto
Fricción	1					Contorneado leve para limitar el deslizamiento
Estabilidad	1					Contorneado leve para favorecer la estabilidad
Posicionamiento	1					Posturas simétricas
Tolerancia a la sedestación		2				Superficie de espuma suave y contorneada para mayor confort
Requisito clínico						Confort para el usuario y larga vida útil del cojín

Altura (en cm)	
Frontal	Trasera
4,85	4,76

Peso máximo del usuario	113 kg
Garantía	2 años

\* Esta puntuación está basada en una comparativa de este cojín con respecto al resto de cojines de la gama Jay.

[www.ortomedic.cl](http://www.ortomedic.cl)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile

**Oferta por tiempo limitado.**