

Cojín JAY EASY

Sunrise Medical.



Funda impermeable y lavable



Base de espuma contorneada



Bolsa de fluido Jay

Características:

- Diseñado para personas con postura asimétrica leve que requieren soporte postural moderado y que poseen un alto riesgo de desarrollo de úlceras por fricción.
- Posee una funda impermeable y lavable, permite prolongar vida útil y su higiene permanente.
- El fluido Jay reduce en gran medida el efecto de la fricción de los usuarios activos.
- Base de espuma:
 - ❖ Esta diseñado para adaptarse al asiento.
 - ❖ A su vez posee cortes laterales traseros para óptimo ajuste a los tubos del respaldo
 - ❖ Consta con un corte trasero central para alivio de presión en cóccix

Beneficios clínicos*:

Factores/ Puntuación	1	2	3	4	5	Características del producto
Integridad de la piel				4		La bolsa de fluido Jay permite una inmersión de hasta 4 cm de las tuberosidades isquiáticas
Fricción					5	La capacidad de desplazamiento del fluido Jay y la funda flexible protegen la zona isquiática
Estabilidad				4		Soporte a nivel de muslos y trocánteres para estabilidad pélvica lateral y posterior
Posicionamiento			3			Base estable de soporte para posicionamiento moderado
Tolerancia a la sedestación					5	Aumento de la superficie de contacto gracias a la adaptación del fluido Jay y la espuma contorneada protegiendo la sedestación prolongada
Requisito clínico						Integridad de la piel con estabilidad

* Esta puntuación está basada en una comparativa de este cojín con respecto al resto de cojines de la gama Jay.



Usuario sentado sobre JAY-EASY

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile

Altura (en cm)	
Frontal	Trasera
6,35	6,35
Peso máximo del usuario	113 kg
Garantía	2 años