

Cojín JAY XTREME

Sunrise Medical.



Funda Transpirable



Base de espuma con funda impermeable



Bolsa de fluido Jay



Bolsa de fluido Jay

Características:

- Diseñado para usuarios activos con riesgo moderado de desarrollar úlceras por presión y que requieren nivel medio-bajo de soporte postural.
- Su base de espuma contorneada es muy ligera y de bajo perfil que facilita las transferencias.
- Posee cuñas abductoras incorporadas para correcto alineamiento de las piernas.
- El fluido Jay reduce en gran medida el efecto de la fricción de los usuarios activos.
- Dispone de dos funda, una transpirable en contacto con el usuario y funda resistente a la incontinencia en contacto con la base del cojín.
- Además se incorpora una segunda funda transpirable extra para tener de recambio.

Beneficios clínicos*:

Factores / Puntuación	1	2	3	4	5	Características del producto
Integridad de la piel					5	La bolsa de fluido Jay permite la inmersión de los isquios de hasta 4 cm, envolviéndolas de un 55 a 75 %
Fricción					5	La capacidad de desplazamiento del fluido Jay y la funda flexible y amplia reducen la fricción protegiendo la zona isquiática.
Estabilidad				4		Soporte a nivel de muslos y trocánteres para estabilidad pélvica lateral y posterior
Posicionamiento		2				Cojín contorneado, semi-firme que ofrece un posicionamiento de leve a moderado
Tolerancia a la sedestación					5	Material suave, firme y con forma, que se adapta al usuario aumentando la superficie de contacto y protegiendo la sedestación prolongada
Requisito clínico						Alta protección para un ritmo de vida activo

Altura del asiento (en cm)	
Frontal	Trasera
5,4528	5,4528
Peso máximo del usuario	113 kg
Garantía	2 años

* Esta puntuación está basada en una comparativa de este cojín con respecto al resto de cojines de la gama Jay.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile

**Confort y posicionamiento
sin comprometer la funcionalidad**