


DESPIECE OXFORD ADVANCE



Sunrise Medical SL

Pol. Bakiola 41, 48498 Arrankudiaga (Vizcaya)


Tel: +34 902 14 24 34

Fax: +34 94 648 15 75

marketing@sunrisemedical.es

www.sunrisemedical.com

OXFORD ADVANCE



OXFORD / ADVANCE			
Nº	Código	DESCRIPCION	uns.
1	2PAA0099	Ruedas traseras de 100mm con freno	2
2	2PAA0100	Ruedas delanteras de 75mm sin frenos.	2
3	0Y0033	Mástil	1
4	0Y0034	Brazo	1
5	0Y0035	Asa de empuje (incluye fijaciones)	1
6	0Y0036	Pivote de unión del brazo al mástil (incluye tornillería y fijaciones)	1
7	0Y0037	Percha completa con sus piezas de sujeción.	1
8	0Y0038	Base completa con la pieza de ensamblaje al mástil	1
9	0Y0039	Pata izquierda (incluye fijaciones)	1
10	0Y0040	Pata derecha (incluye fijaciones)	1
11	2PYC0105	Controlador LINAK	1
12	2FYC0233	Batería	1
13	2PYC0103	Mando de control	1
16	2PYC0108	Enchufe para el cargador	1
17	0Y0031	Actuador completo	1
18	2PYC0030	Piezas de sujeción para la batería y el cargador	1
20	0Y0041	Mecanismo de pedal completo	1
21	0Y0042	Antideslizante de apoyo del pie	2
22	0Y0043	Decal set (Oxford) not shown - no serial number labels	1
24	2PYC0086	Tapas de plástico del pivote de unión del brazo al mástil	2
25	0Y0045	Insertos de plástico de las ruedas delanteras a las patas (incluye fijaciones)	4
26	0Y0046	Conjunto del pomo para liberar las patas	1
27	0Y0047	Conjunto de fijaciones	1