

Silla Motorizada

Modelo: Q5-636



Características del producto.

Presentamos una silla de excelencia en ingeniería, cómoda, veloz y con una gama de accesorios que permiten satisfacer una amplia variedad de necesidades que presentan los usuarios de la Silla de Ruedas. Su sistema de amortiguación en sus 4 ruedas presenta una gran ventaja ante las deficiencias del terreno, otorgando suavidad a desplazarse.

Beneficios del producto

Corta distancia entre ejes

Esto reduce el largo total de la silla para maniobras en espacios reducidos sin perder estabilidad.



Dynamic Suspensión

Ofrece una suspensión independiente en cada una de sus ruedas, proporcionando una conducción suave sobre el terreno irregular.



Baterías de fácil acceso

De las sillas del mercado, es la que tiene más fácil acceso a las baterías para chequeos, en casos de emergencia. Es tan así, que cuando la situación lo amerita, se puede hacer un chequeo sin necesidad de bajar al usuario de la silla.



Rapidez

Esta silla puede llegar a alcanzar una velocidad de 10,5 Km/h, convirtiéndola en una de las sillas más rápidas del mercado. Todo esto gracias a sus potentes motores de 4 polos.



2 de los 4 polos del motor

Ligereza

Con sólo 58 Kg de peso (en su versión más liviana), la convierte en una de las sillas más ligeras de su tipo (el peso no incluye baterías, y es comparado con sillas como QM-720 y Salsa).



Accesorios (opcionales)

Posee una amplia gama de accesorios para satisfacer las demandas de usuarios que por posicionamiento requieran de complementos de comodidad y estabilidad, como por ejemplo:

Respaldo reclinable (electrónico)



Asiento basculante (electrónico)



Apoya pies elevables (electrónico)



Respaldos anatómicos C/S cabezal



Especificaciones Técnicas.

| | |
|---|---------------|
| Peso del Producto (sin Baterías) | 58 Kg. |
| Ancho del asiento | 35 cm a 60 cm |
| Profundidad de asiento | 35 cm a 55 cm |
| Altura del asiento (del asiento al piso) | 45 cm a 52 cm |
| Velocidad máxima (bajo condiciones ideales) | 10.5 Km/h |
| Ancho total de la silla | 68 cm |
| Diámetro de las ruedas de tracción | 14" |
| Peso máximo soportado | 136 Kg. |

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile