



SILLA 4020



La silla de acero 4020, gracias a sus ruedas traseras de 500 mm. de diámetro, permite al propio niño autopropulsarse, o ser impulsado por la persona que lo cuida.

Gracias a su respaldo abatible, queda reducida a unas dimensiones muy pequeñas, con lo que resulta muy cómoda de transportar y de guardar.



Medidas standard.

- Anchura de asiento: 32, 36 cm.
- Profundidad de asiento: 36 cm.
- Altura del respaldo: 38 cm.

Accesorios.

- Mesa.
- Cinturón.
- Diferentes tipos de reposabrazos y reposapiés.
- Alargador de freno.

Características standard.

- Estructura de acero de alta resistencia.
- Ruedas traseras neumáticas de 500 mm. de diámetro.
- Respaldo abatible.
- Reposapiés desmontables.
- Reposapiés regulables en altura.
- Apoyabrazos desmontables.
- Cinta talonera.
- Color rojo.

