

Silla de Paseo

Modelo. 900














Características del producto.

- Silla diseñada para el transporte de personas, dentro y fuera de casa, en hospital, etc.
- Confeccionada de acero cromada, para mayor resistencia. Además es plegable para facilitar su transporte en vehículo.
- Posee respaldo abatible y reposapiés desmontables, lo que permite disminuir aun más su tamaño para transportarla.

- Sus cuatro ruedas pequeñas (de 8 pulgadas de diámetro), permite el paso por lugares estrechos como pasillos y puertas pequeñas.
- Posee frenos en ruedas traseras, de acceso fácil para el que traslada al usuario.

Dimensiones.

Asiento		Respaldo		Apoya-brazos	
					
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya- brazos	Ancho del Respaldo
48 cms	50 cms	41 cms	43 cms	27 cms	43 cms

Indicaciones generales				
				
Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
59 cms	95 cms	94 cms	26 cms	11.7 Kg.

Peso máximo soportado: 120 Kg

WWW.ORTOMEDIC.CL
 Julio Prado # 1665
 Fono: 2698090 – 2698089
 Stgo. - Chile