

## **Silla para Traslado** **Modelo. 910**














### **Características del producto.**

- Silla diseñada para el transporte de personas, dentro y fuera de casa, en hospital, etc.
- Confeccionada de acero cromada, para mayor resistencia. Además es plegable para facilitar su transporte en vehículo.
- Posee reposapiés fijos (no desmontables), regulables en altura.

- Sus ruedas traseras son inflables, permitiendo mayor amortiguación al transitar por diferentes tipos de superficies.
- Tanto el respaldo como el asiento son de fácil limpieza ante eventuales derrames de líquidos.

## Dimensiones.

Asiento			Respaldo	Apoya-brazos	
					
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya- brazos	Ancho del Respaldo
45 cms	50 cms	40 cms	40 cms	25 cms	41 cms

Indicaciones generales				
				
Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
61.5 cms	92 cms	107 cms	26 cms	18.5 Kg.

Peso máximo soportado: 120 Kg

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
 Julio Prado # 1665  
 Fono: 2698090 – 2698089  
 Stgo. - Chile