

# ZIPPIE TS

Silla fija de aluminio, con sistema de basculación, que permite reclinar el asiento y el respaldo hasta 45°. sistema de basculación asegura un posicionamiento perfecto para el niño, ajustándose a sus necesidades individuales.



## Características standard.

- Silla fija de aluminio.
- Asiento y respaldo basculante.
- Asiento y respaldo acolchado.
- Reposapiés a 70° o 90°.
- Ruedas delanteras de 6".
- Ruedas traseras de 22" neumáticas.
- Ruedas traseras con desmontaje rápido.
- Reposabrazos tubulares abatibles.
- Reposapiés desmontables.
- Plataformas regulables en altura.
- Color: rojo.

Silla basculada con sistema de posicionamiento y accesorios.

## Medidas standard.

- Anchura de asiento: de 25 cm. a 40 cm. (de 2.5 en 2.5 cm.).
- Profundidad de asiento: de 25 cm. a 40 cm. (de 2.5 en 2.5 cm.).
- Altura del respaldo: de 27.5 a 40 cm. (de 2.5 en 2.5 cm.).
- Altura del asiento al suelo: 43 cm.

## Accesorios.

- Empuñaduras regulables en altura.
- Protectores de radios con dibujos.
- Ruedas anti-vuelco.