

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Grúa de traslado

Modelo Oxford Standard

 **SUNRISE**
MEDICAL



Características del producto.

Es una grúa eléctrica que permite el traslado del usuario en una cómoda posición semi-erguida, ideal para uso hospitalario. Confeccionada en acero esmaltado, cuenta con baterías libres de mantenimiento y una capacidad de 60 traslados.

Beneficio del Producto

Soporte de rodillas

La grúa posee una almohadilla blanda para el apoyo de las piernas durante el traslado.



Asa Ergonómica

En todo su diseño se ha tenido en cuenta la ergonomía por eso cuenta con manillas de empuje muy amplia.



Sistema de Ganchos de arnés con protección

Dispone de una cobertura engomada (blanda) para evitar que golpes involuntarios contras la percha puedan producir daños en la piel.



Regulación de la apertura de las patas de la grúa

La apertura de las patas de la grúa permite sentar al paciente trasladado sobre un berger o un asiento amplio. Lo fantástico de esto, es que se puede realizar fácilmente mediante una manilla en la parte trasera, sin perder estabilidad teniendo al paciente suspendido en la grúa.



Ruedas traseras con freno

Sus dos ruedas traseras cuentan con sistema pisador de freno que bloquea tanto el avance de la grúa como la dirección.



Arnés simple acolchado

El arnés disponible para esta grúa es muy conveniente para su uso diario, tanto en facilidad de montaje y desmontaje para el asistente, como su comodidad para el paciente.



Especificaciones Técnicas.

Peso máximo soportado:	140 Kgs
Altura mínima de la percha:	109 cm
Altura Máxima de la percha:	158 cm
Anchura máxima Patas:	124 cm
Anchura mínima Patas:	65 cm
Largo de la base:	122 cm
Peso total grúa (incluye baterías):	48 kg

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile