

Tabla Espinal larga de Rescate



Características.

Es una camilla de madera rígida para el transporte de pacientes.

Ventajas:


- Permite sacar radiografías al transportado sin necesidad de sacarlo de la tabla.
- Mantiene la alineación de la columna en toda su extensión.

Para su correcto funcionamiento debe ser usada con las correas de ajustes que vienen con la tabla, para evitar el movimiento lateral o longitudinal del cuerpo durante todo el tiempo que dura el transporte.

Especificaciones Técnicas.

Su fabricación es en terciado marino (madera) de 18 mm. de espesor (sus dimensiones están especificadas en la imagen), barnizada (no interfiere a los Rayos X y no absorbe fluidos corporales).

Posee empuñaduras en el borde de la tabla para levantar al lesionado, y sus cantos son redondeados para evitar cortes.



El inmovilizador lateral de cabeza (anaranjado) que aparece en la imagen inicial se vende por separado.

WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile