



Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Haciendo la vida más fácil.



Bomba de aspiración
Vac Pro
APEX medical.

la mezcla ideal
entre calidad y precio

Características

Las bombas de aspiración de secreciones APEX son uno de los equipos más fiables, duraderos y funcionales del mercado. A esto se suma su valor económico que le da un atractivo bastante especial.

Esta versión VacPro, gracias a su fácil manejo y bajo nivel de ruido, se convierte en un producto apropiado para extracción de secreciones en casa. Dispone además de un manómetro de control de flujo de extracción y una perilla de regulación de la presión de succión muy accesible para un fácil monitoreo. También su mango anatómico y su diseño compacto, la hacen ideal para llevarla donde quieras.

Todas estas características junto al respaldo de la empresa APEX medical y Orto-Medic, hacen que el producto que llega a sus manos sea un producto de alta calidad y a un precio muy cómodo.

Especificaciones Técnicas

- Permite un ajuste de la presión de extracción que oscila entre 0 a 600 mm/Hg, que pueden ser observados con el manómetro que se encuentra instalado cerca de la manilla de traslado, al igual que su perilla de graduación y el botón de encendido.



- Su rango de flujo llega hasta los 22 litros por minuto.
- Dimensiones del aparato: 20.6 cm de largo, 35.2 cm de ancho y 19.2 cm de alto
- Peso: 3.3 Kg.
- Capacidad del vaso: 800 c.c.
- Potente motor sin necesidad de mantenimiento.
- Nivel de ruido muy bajo: menos de 55 dB



56-02 2698090-2698089

www.ortomedic.cl

Julio Prado N° 1665, Santiago.