



# Barra en L

Muro-Piso

Código Ref. BL-MP

## Características del producto.



La Barra en L Muro-Piso fue diseñada como una ayuda de apoyo para el w.c. aunque su uso no se limita a esto solamente, puede ser usada como barras paralelas para ejercicio de bipedestación. Su pata de apoyo desmontable permite ser instalado el mismo producto, tanto como apoyo al lado izquierdo como al lado derecho. Fabricada en Acero y esmaltada en color blanco en un diámetro de tubo de 1"1/2.

## Especificaciones Técnicas

<b>BARRA</b>	
Altura	90 cm
Profundidad	70 cm
<b>PATA DE APOYO</b>	
Altura	31 cm
Profundidad	15 cm
Diámetro tubo de barra	1"1/2

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
Julio Prado # 1665  
Fono: 22698090 – 22698089  
Stgo. - Chile

