

Silla de Baño basculante.

Descripción del producto



- Fabricada completamente con materiales de calidad anti-oxido.
- El reposacabezas es suave, con diseño ergonómico. Puede ser ajustado en altura y ángulo.
- El respaldo de tela es regulable en tensión.
- Reposabrazos abatible para facilitar la transferencia lateral de usuario.
- Asiento tipo herradura de PU con balde y tapa.
- Los reposapiés son regulables en altura.
- Incluye cinturón de seguridad.



- Su diseño basculante, permite obtener una posición cómoda y segura para el uso del inodoro, ducha y transporte.



Características técnicas



Peso máximo usuario:	150 kg
Altura:	119 cm
Altura rueda-respaldo:	105 cm
Altura suelo asiento:	54 cm
Ancho respaldo:	45 cm
Ancho asiento:	44 cm
Ancho total:	62 cm

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665
Fono: 22698090 – 22698089
Stgo. - Chile

Llámenos y le orientaremos de principio a fin, para que pueda obtener el producto más adecuada a sus requerimientos y necesidades.