



Colchón antiescara de Flotación Seca



* Foto incluye colchoneta de espuma que no viene con el producto.



Es un colchón de aire terapéutico basado en la ciencia de vasos comunicantes para la distribución de la presión; ajustable y dividido en cuatro secciones, cada una de las cuales consta de 180 celdas de aire que conforman una superficie total de 720 celdas.

El usuario del sobrecolchón StarMatt se beneficia de una superficie de excelente resolución con bajos niveles de presión y adherencia y capaz de adaptarse a las particularidades anatómicas de cada paciente, creando el medio idóneo para la curación de úlceras de presión, incluidas las clasificadas como Grado IV.

StarMatt es un sobrecolchón terapéutico que sin duda merece un "7" por su calidad!

Fabricado 100% neopreno libre de látex con funda acolchada y transpirable. La funda se adapta tanto al sobrecolchón StarMatt como a los colchones hospitalarios o domésticos, evita que los fluidos traspasen y ayuda a evitar que el sobrecolchón StarMatt se deslice al cambiarlo de una cama a otra.

El colchón StarMatt de una sola sección alivia eficazmente la presión sobre áreas seleccionadas, protegiendo zonas específicas como los talones. También puede integrarse en un colchón de espuma personalizado para aliviar eficazmente la presión en áreas problemáticas.

Colchón con funda (foto incluye colchoneta de espuma que no viene junto al producto):



Dimensiones disponibles:

Anchura	Largo
20" (50 cm)	75" (190 cm)

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 22698090 – 22698089

Stgo. - Chile