



Silla de Acero

Breezy 90



Características del producto.

Silla de ruedas de acero para transporte de personas, plegable de gran solidez y una apariencia muy atractiva. Reposabrazos abatibles y además desmontables. Reposapiés desmontables y abatibles hacia afuera. Rueda trasera de 12" de diámetro. Tapiz de respaldo con bolsillo trasero.

**¿Necesitas una silla práctica y funcional?
Breezy 90 es tu elección**

Beneficio del Producto

Reposapiés abatibles, desmontables y graduables en altura

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios hacia fuera. De esta manera, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores. La altura de la plataforma se gradúa sin necesidad de herramientas (con botones y manilla de aprete)



Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son también abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario.



Ruedas traseras disponible en 12" y 24.

Se encuentran disponibles en dos medidas de ruedas traseras:

- 12 pulgadas: Maciza, ideal para lugares estrechos.
- 24 pulgadas: Con aros de propulsión, para desplazarse de manera independiente.



Dimensiones.


Breezy 90




42 – 45 cm




40 cm



50 cm



44 cm




AA + 17,5 cm (12")



Ruedas 12"

97 cm (con reposapiés)
71,5 cm (sin reposapiés)



91,5 cm

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:	42 / 45 cm	Color de armazón:	Gris
Profundidad de asiento:	40 cm	Color de la tapicería:	Negro
Altura de asiento:	50 cm	Longitud de pierna:	37 a 46 cm (ajustable)
Altura de respaldo:	44 cm	Peso máximo de usuario:	125 kg
Anchura total:	Ancho de asiento + 17,5 cm (ruedas 12")	Peso máx .:	15,8 kg (silla completa 12")
Longitud total:	97 cm (12")	Peso de la parte mínima más pesada**:	14 kg (12")
Altura total:	91,5 cm	Anchura plegada:	28 cm (ruedas 12")

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

** Sin reposapiés.

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile