

ORTOMEDIC

WWW.ORTOMEDIC.CL

Silla de Acero

Sunrise Medical 112



Características del producto.

Silla de ruedas de acero para transporte de personas, plegable de gran solidez y una apariencia muy atractiva. Reposabrazos abatibles y además desmontables. Reposapiés desmontables y giratorios también hacia dentro. Rueda trasera de 12" de diámetro. Tapiz impermeable, de fácil limpieza.

Disponibles además en colores azul y verde metalizado o cromado.

Beneficio del Producto

Reposapiés giratorios hacia adentro

Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo en ascensores.



Reposabrazos abatibles.

Los reposabrazos son desmontables y además son también abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario sin necesidad de desmontarlos.



Ruedas traseras de 12”.

Las ruedas traseras son de 30.5 cms de diámetro, inflables, ideal para el traslado de personas por lugares estrechos como pasillos, etc.



- Colores metalizados: Está disponible además de en color cromado y en elegantes y discretos colores como son azul metalizado y verde metalizado.



Dimensiones.

Asiento		Respaldo		Apoya-brazos	
Ancho del asiento	Alto del asiento	Profundidad del asiento	Alto del Respaldo	Alto de Apoya-brazos	Ancho del Respaldo
37-40-43-46-49-52 cms	51 cms	41 cms	45 cms	22 cms	37-40-43-46-49-52 cms

Indicaciones generales				
Ancho Total de la Silla abierta	Alto Total de la Silla abierta	Profundidad Total de la Silla	Ancho Total de la Silla plegada	Peso Total de la Silla
51-54-57-60-63-66 cms	94 cms	95 cms	28 cms	16 Kg.

(*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho del asiento, ejemplo:

Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 51 cm.

Soporta hasta 127 kg, cómo peso máximo de usuario.

WWW.ORTOMEDIC.CL

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 – 2698089

Stgo. - Chile