



# Muleta Axilar

De Aluminio Graduable.




## Características del producto.

Esta confeccionada en aluminio de excelente calidad, Pose un amplio rango de graduación de altura de manera sencilla. Tanto su empuñadura Plástica, como el soporte axilar están recubiertos de espuma permitiendo mayor comodidad y adaptabilidad a la mano y a la axila. A demás su empuñadura es graduable en altura (de acuerdo al largo del brazo), sin necesidad de herramientas aflojando una tuerca mariposa.

Se encuentra disponible en tres tallas diferentes (Infantil, Junior y Adulto).

## Especificaciones Técnicas



Puño recubierto de espuma y graduable en altura.

Amplio rango de regulación y muy fácil.



Regatón de goma antideslizante para una mayor seguridad.

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)

Julio Prado # 1665

Fono: 2698090 - 2698089

Stgo. - Chile.

	Infantil	Junior	Adulto
Rango de regulación de Altura	95-115 cm.	115-135 cm.	135-155 cm
Rango de Altura de Usuario	1,38-1,58 mt.	1,58-1,78 mt.	1,78-1,98 mt.
Peso máximo de usuario	70 Kg	100 Kg	100 Kg