



Bastón Canadiense

Codera Fija, Modelo 121



Características del producto.


Este bastón canadiense está confeccionado en aluminio, con un sistema de graduación de altura en la parte superior (para la codera), como de la parte inferior (para el alargamiento del bastón), a través de botones. Su empuñadura plástica es anatómica y muy cómoda para la mano.

Es un producto ideal para quienes están comenzando la etapa de rehabilitación de marcha en que requieran bastones como apoyo.



Especificaciones Técnicas

Regulación parte superior (Desde la codera hasta el puño)	17-21 cm.
Regulación parte inferior (Desde el puño hasta el suelo)	70-95 cm
Peso máximo de usuario	100 kg.



WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 - 2698089
Stgo. - Chile