

Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Bastón Canadiense

Infantil, Modelo 125

COOPERS
Count on us to care.

Características del producto.

Bastón confeccionado en aluminio, muy resistente y ligero. Su empuñadura se encuentra recubierta de espuma para evitar dolores y marcas en la mano. Regulable en la parte inferior (para el alargamiento del bastón).

Está diseñado para personas que no sobrepasen una altura de 1,40 mts y un peso inferior a 50 Kg.



Especificaciones Técnicas

| | |
|--|----------|
| Regulación de altura (Desde la codera hasta el suelo) | 62-82 cm |
| Peso máximo de usuario | 50 Kg |



Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 - 2698089
Stgo. - Chile