




Bastón Canadiense

Codera Fija, Modelo 120



Características del producto.

Este bastón canadiense está confeccionado en aluminio, con un sistema de regulación de altura en la parte inferior (para el alargamiento del bastón), a través de un botón. Su empuñadura plástica es anatómica y muy cómoda para la mano.

Es un producto ideal para quienes están comenzando la etapa de rehabilitación de marcha en que requieran bastones como apoyo.

Especificaciones Técnicas

Medida parte superior (Desde la codera hasta el puño)	21 cm.
Regulación parte inferior (Desde el puño hasta el suelo)	70-95 cm
Peso máximo de usuario	100 kg.



WWW.ORTOMEDIC.CL
Julio Prado # 1665
Fono: 2698090 – 2698089
Stgo. - Chile