

# Grúa de traslado

**Advance**

**Sunrise Medical.**



## Características del producto.

La grúa OXFORD ADVANCE es una grúa de aluminio, plegable. Liger y muy maniobrable, gracias a su estructura de aluminio. Además es plegable y desmontable, para poder guardarla y transportarla de forma muy cómoda.

**¡ Plegable y liviana, es ideal !**

# **Beneficio del Producto**

## **Gran rango de elevación**

Su importante rango de elevación, permite su uso para cualquier tipo de situaciones. Permite recoger al paciente del suelo, de una silla o sillón, y de cualquier cama domiciliaria o hospitalaria.

## **Dimensiones compactas**

Sus dimensiones al ser compactas favorecen su maniobrabilidad.

## **Ergonómica**

En todo su diseño se ha tenido en cuenta la ergonomía para prevenir accidentes en la persona que manipula la grúa. Por eso el asa de empuje es muy amplia y cuenta con una superficie antideslizante en la base, para ayudar con el pie al iniciar el movimiento de la grúa.



## **Estructura de aluminio**

Al ser de aluminio permite aligerar su peso y favorecer la maniobrabilidad.

## **Capacidad de elevación.**

El peso máximo soportado por la grúa es de 155 Kg.

## Regulación de las patas de la grúa

La apertura y el cierre de las patas se realiza mediante un pedal.




## Plegable

La grúa Advance, se pliega fácilmente, quedando realmente compacta. De esta forma permite su traslado en el maletero del coche.



## Desmontable

Además de ser plegable, se puede desmontar en dos partes, para hacer aún más cómodo su transporte



- 1) Mástil y brazo = 14.0Kg
  - Mayor flexibilidad para transportar y guardar.
  - Parte más pesada : 14.9 Kg.
  - Se monta y desmonta sin herramientas
  - Se ajusta a toda la legislación al respecto

- 2) Base = 14.9Kg

## **Especificaciones Técnicas.**

Peso máximo:	155 Kgs
Altura mínima de la percha:	39 cm
Altura Máxima de la percha:	169 cm
Anchura interna max. Patas:	100 cm
Anchura externa min. Patas:	67 cm
Dimensiones PLEGADA:	45 x 118 x 55 cm
Peso total grúa:	31.7kg
Peso de la parte más pesada:	14.9 Kg

[WWW.ORTOMEDIC.CL](http://WWW.ORTOMEDIC.CL)  
Julio Prado # 1665  
Fono: 2698090 – 2698089  
Stgo. - Chile