



Orto - Medic
www.ortomedic.cl

Haciendo la vida más fácil.



Bomba de aspiración
VacMaxi
APEX medical.

3 en 1
potencia, calidad y precio

Características

Las bombas de aspiración de secreciones APEX son uno de los equipos más fiables, duraderos y funcionales del mercado. A esto se suma su valor económico que le da un atractivo bastante especial.

Esta versión VacMaxi, posee un motor de mayor potencia (que permite alcanzar un flujo de extracción alrededor de los **46 litros por minuto**), además de su fácil manejo y bajo nivel de ruido, convierten la bomba de aspiración VacMaxi en un producto apropiado para ser ocupado en hospitales y clínicas.

Permite un fácil monitoreo, gracias a su manómetro de control de flujo de extracción y una perilla de regulación de la presión de extracción. No dejamos de destacar también su práctico diseño que permite transportarlo de un lugar a otro, gracias a su mango anatómico y su tamaño compacto.

Todas estas características junto al respaldo de la empresa APEX medical y Orto-Medic, hacen que el producto que llega a sus manos sea un producto de alta calidad y a un precio muy cómodo.

Especificaciones Técnicas

- Permite un ajuste de la presión de extracción que oscila entre 0 a 600 mm/Hg, que pueden ser observados con el manómetro que se encuentra instalado cerca de la manilla de traslado, al igual que su perilla de graduación y el botón de encendido.



- Contiene un resistente motor de pistón de diagrama que puede alcanzar un ratio de flujo de 60 litros por minuto que lo hace apropiado para hospitales.
- Dimensiones del aparato: 20.6 cm de largo, 35.2 cm de ancho y 19.2 cm de alto
- Peso: 4,8 Kg.
- Capacidad del vaso: 800 cc. (también como accesorio disponemos de un vaso de 1800 cc.)



- Potente motor sin necesidad de mantenimiento.
- Nivel de ruido muy bajo: menos de 55 dB.



56-02 2698090-2698089

www.ortomedic.cl

Julio Prado N° 1665, Santiago.