

## Andador Plegable

### Descripción del producto

Andador de tipo anterior, fabricado en aluminio, es plegable, cuenta dos botones para el bloqueo de apertura.

Tiene empuñaduras de goma ergonómicas para un agarre seguro y es graduables en altura desde sus patas; Además posee topes antideslizantes en los cuatro puntos de apoyo en el piso.

Ligero y transportable.



### Características técnicas

<b>Ancho:</b>	56 cm
<b>Profundidad:</b>	43 cm
<b>Altura de empuñadura:</b>	81 - 99 cm (en incrementos de 2,5 cm)
<b>Peso máximo soportado</b>	130 Kg
<b>Peso producto</b>	2,9 kg